

人間工学の視点から、気持ちのいい座り心地をお届けします。



ライトブラウン

グレー

イタリア製の上質感あるデザインファブリック。どんなインテリアにも馴染む2色のカラーをご用意しています。




電極コードの露出を少なくした、背面スッキリ設計。ヘッドレストを快適な高さに調節する、バランス付き。

「生涯健康」への願いを実現するため、ヘルストロンは椅子の座り心地にもこだわっています。デザインは人間工学に基づいたリラックス設計で、長時間座っていても疲れることなく、とても快適です。頭部にフィットするヘッドレストや、背中全体をやさしく包み込む背面クッションなど、ゆったりとくつろげる工夫も随所に。ファブリックはイタリアの専門メーカーに特別オーダーした専用生地で、織りが美しく肌触りはとてもなめらか。ヘッドレスト・座面・肘掛け・オットマンには、クリーニングのできるカバーをご用意していますので、いつでも清潔な状態で通電できます。

※カバーの洗濯方法は、ドライクリーニングとなります。

自分のペースで続けられる、快適な健康習慣です。



3つの電極で安定した電界を形成し、
やさしく身体を包み込みます。

健康で元気な生活を楽しむためには、自分にあった毎日続けられる健康習慣というものが、何より大切です。ヘルストロンWシリーズは、交流式の高圧ユニットを椅子に内蔵した家庭用のヘルストロン。交流電源を使って作り出した高圧電界が、身体をやさしく包み込みます。電極を、上部、座部、足部の3カ所に設ける独自の3電極方式を採用し、身体各部と電極の距離を縮めることで、高品質な電界を形成。電界には電流はほとんど流れず、直接電気に触れることはないのです、どなた様でも安心してご利用いただけます。

効能・効果 頭 痛 肩こり 不眠症 慢性便秘

くつろぎながら、ゆっくりと、通電時間をお楽しみください。



使用する方のお好みに
合わせて、角度を自由に
調節できます。



上下どちらに足を乗せても通電可能。
ボタンひとつで足元を暖める温熱機能付き。

心地よいヘルストロン・タイムをお過ごしいただくために、心身ともにくつろげる、リクライニング機能を設置しています。シートはお好みの角度に調節でき、リラックスした自然な姿勢での通電が可能。上下どちらに足を乗せても通電できる温熱2ステップオットマンにより、座った姿勢でも、体を倒した状態でも、安定した電界に包まれます。また温熱ヒーターも内蔵していますので、ボタンひとつで冷えがちな足元にも、おだやかな暖かさが広がります。

家族みんなで使えるように、優れた経済性と操作性を実現しました。



キャスター付きで、
移動はスムーズに行えます。



移動の時は、椅子とオットマンを
重ねてコンパクトに。



簡単なボタン操作で、
ご使用になれます。

ヘルストロンが長く支持されている理由のひとつに、経済性があげられます。たとえば1ヶ月(30日間)、毎日1時間使用した場合でも、電気代はわずか*5円程度。コストを気にすることなく、毎日気軽に健康づくりを楽しむことができます。移動するときは、椅子にオットマンを重ねて、そのまま椅子を傾けキャスターを使用すれば、とてもスムーズ。ご家族それぞれの気に入った場所で、お好きな時間に、心置きなくヘルストロンの時間をお楽しみください。

価 格

HEF-W7000W

税込価格 682,500円

HEF-W9000W

税込価格 787,500円

※ヘルストロンW9000Wタイプを使用した場合の電気代。消費電力120kWhまでの1kWh当たり単価14円82銭で算出。(2005年9月現在、東京電力調べ) ※記載の通電時間は、電気代算出のための目安です。 ※温熱ヒータ使用時は除きます。

製品名	HEF-W7000W	HEF-W9000W
定格電圧	AC100V	
定格消費電力	9W	
定格周波数	50-60Hz	
定格出力電圧	上部電極 3500V、座部電極 3500V	上部電極 4500V、座部電極 4500V
効果電圧	二段階（高 7000V 低 3500V）	二段階（高 9000V 低 4500V）
タイマー設定	三段階（15分・30分・60分）	
重量	本体約42kg、温熱2ステップオットマン約8kg	
寸法	本体 高さ125×幅75×奥行85cm 温熱2ステップオットマン 高さ46×幅46×奥行46cm	
使用時寸法の目安	高さ120～145×幅75×奥行120～200cm	
承認番号	20600BZZ00256	20600BZZ00257

■温熱2ステップオットマン定格

定格電圧	AC100V（本体より供給）
定格消費電力	40W
定格周波数	50-60Hz
表面温度	約45℃（周囲温度20℃の場合）
タイマー設定	60分

■カラーバリエーション



ライトブラウン グレー

※付属品／取扱説明書、保証書、検電器、カバー（ヘッドレスト、アームレスト、座部、温熱2ステップオットマン）




- 1 上部電極**
高圧ユニットで発生した高電圧が、上部電極と座部電極との間に電界を形成します。
- 2 ヘッドレスト**
座の方に合わせて快適な高さに調節できます。頸部にフィットする心地よいクッションです。
- 3 座部電極**
上部電極とアース電極の中間に位置し、安定した電界を形成するための軸となります。
- 4 高圧ユニット**
ヘルストロンのメイン部分。家庭用の電気(100ボルト)を高電圧に引き上げます。
- 5 温熱2ステップオットマン（アース電極内蔵）**
上下どちらに足を乗せても通電可能。ボタンひとつで足元を暖める温熱機能付きです。
- 6 コントローラー**
簡単なボタン操作で、ご使用になれます。
- 7 絶縁シュー**
高電圧を逃さないために設置。後部はキャスター付きで、移動がスムーズに行えます。
- 8 ひじかけポケット**
取扱説明書や保証書、検電器などの収納に便利です。

さらなる効果のために「正しい生活」を心がけましょう。

ヘルストロンの通電効果をいっそう確かなものにするために、
毎日の健康管理は欠かせません。

ゆとりある精神・バランスのとれた食事・適度な運動。
これら自然に逆行しない正しい生活を心がけることで、
より大きなヘルストロン効果が生まれます。

1日30品目以上の
栄養バランスのとれた食事で、
きちんとした食生活を
心がけることも大切です。



心と身体が健やかであってこそ、
はじめて健康であるといえます。
ストレスはできるだけ早く解消し、
自分自身をリラックスさせてあげましょう。

毎日ウォーキング（歩くこと）
などで身体を適度に動かせば
食事がおいしく、
眠りもやすくなります。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●次の医用電子機器および人工臓器との併用は、誤作動を招くおそれがありますので、絶対に使用しないでください。

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| (1) 体内埋込型電子機器をご使用の方 | ペースメーカー、埋め込み型除細動器、埋め込み型刺激装置、埋め込み型ポンプ等 |
| (2) 体外式の生命維持用電子機器をご使用の方 | ペースメーカー、人工呼吸装置、酸素吸入器、薬剤自動注入器、人工心臓等 |
| (3) 体内埋込型医療用具をご使用の方 | 人工中耳や人工内耳等 |
| (4) 頭蓋内および心臓に使用する金属製医療用具をご使用の方 | 金属製の人工心臓弁、金属製止血クリップ等 |

●次の症状がある方は医師に相談のうえ、ご使用ください。

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| (1) 急性（強度の胸痛、頭痛、激しい痛みを伴う炎症）の疾患がある方 | (2) 悪性腫瘍のある方、あるいは疑いのある方 |
| (3) 心臓に障害のある方、あるいは疑いのある方 | (4) 高熱の疾患のある方 |
| (5) 妊娠されている方 | |

ご使用にあたって

●この商品には保証書を添付しております。保証書は所定事項を記入のうえ発行しますので、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

製造発売元

社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員 No.A-24



株式会社 白寿生科学研究所

本社 〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-37-5

☎0120-05-8910 <http://www.hakuju.co.jp>

ハクジュ



これは、画案ワイルドスミス氏による白寿のコミュニケーション・マークです。白寿の御文字「H」をモチーフに、HEALTH、HAPPINESS、HOPE（健康・幸福・希望）という3つの願いが込められています。

支店・営業所

○旭川○札幌○盛岡○秋田○仙台○水戸○前橋○宇都宮○千葉○東京○八王子○町田○横浜○藤沢○富山○金沢
○名古屋○京都○奈良○大阪○堺○神戸○姫路○高松○米子○北九州○福岡○熊本○宮崎○鹿児島

ヘルストロンは、
品質保証の国際規格であるISO9001と
ISO13485の認証を取得した工場で
製造されています。



このマークは第三者認証機関である「財団法人 電気安全環境研究所（JET）」がヘルストロンの安全性を「確認（認証）」した証のマークです。電気製品の安全性を示す目印で、多項目の安全試験を始め、工場での品質検査などの厳しい安全基準をクリアした電気製品につけられます。



050818-B-329

作成 2005.10

2005.10.20.000 NOA